















<p>1</p>  <p>La Joëlette tient dans un coffre de voiture</p>	<p>2</p>  <p>Les différents éléments de la Joëlette</p>
<p>3</p>  <p>Oter la ceinture. Débloquer les béquilles arrière puis monter les dans les angles.</p>	<p>4</p>  <p>Prendre la roue et son bras oscillant. Enlever la goupille de sécurité et retirer l'axe. Positionner la roue puis remettre l'axe dans son logement. Verrouiller l'axe et remettre la goupille</p>
<p>5</p>  <p>Fixer la béquille avant, puis verrouiller la béquille avec la goupille de sécurité. Déplier la béquille et verrouiller la avec la bague de sécurité.</p>	<p>6</p>  <p>Poser la Joëlette sur ses béquilles et vérifier le verrouillage de la béquille avant. L'ensemble tient alors sur son trépied.</p>
<p>7</p>  <p>Déplier le dossier</p>	<p>8</p>  <p>Engager le boulon de l'accoudoir sur le dossier avec la clé fournie, de même pour l'assise et serrer les 2 boulons puis renouveler l'opération.</p>

<p>9</p>  <p>Boulon fixe clé fournie</p>	<p>10</p>  <p>Installer les coussins et déplier l'appui-tête</p>
<p>11</p>  <p>Régler en hauteur et en profondeur des repose-pieds. Installer la personne, fixer les pieds, régler l'appui-tête et boucler la ceinture de sécurité</p>	<p>12</p>  <p>Déplier et verrouiller les bras avec les goupilles de sécurité</p>
<p>13</p>  <p>Le harnais se fixe sur les mousquetons présents sur les bras avant. Faites un pré-réglage des sangles. Il faudra les régler lorsque la Joëlette posera sur sa roue</p>	<p>14</p>  <p>Régler la hauteur des bras arrière avec l'aide de la poignée de gauche.</p>